

Hainuo Group has been repeatedly awarded as one of the "Top Three Enterprises in China's Band-Aid Industry", and cartoon Band-Aids pioneered the domestic band-aid industry. The company's main products are: face masks, wound stickers, medical infusion stickers, pressure-sensitive adhesive tape, medical disinfection cotton balls, medical disinfection cotton pads, trauma emergency kits, syringes, infusion sets, early pregnancy test paper, ovulation test paper, foot stickers, warm patch, medical antipyretic stickers, gauze bandages, disinfectant, dental floss sticks, hyaluronic acid toothpaste, medical care pads, ice pads, condoms, etc.

HYNAUT

HAISHI HAINUO GROUP

Qingdao Hainuo Biological Engineering Co., Ltd.

Qingdao HYNAUT IMP. & EXP. Co., Ltd.

About us

Hainuo Group was founded in 2004 and now has more than 20 subsidiary corporations. Our headquarter is located in Jiangshan industrial park in Laixi, Qingdao.

We have a dozen up-to-date factories, multiple Class 100,000 cleanrooms, modern logistics / storage facilities, advanced production facilities and detecting instruments. More than 2,000 professional staffs devote to the development of Hainuo, including experts, professors and licensed pharmacists from Chinese Pharmaceutical Association and the State Council, enjoying the technology support and cooperation of many research institutions / companies from USA, Germany and Taiwan, China.

Hainuo keeps moving forward and we're always open to your ideas and advices.

FILTERING HALF MASK

FFP2



Product name: Filtering Half Mask

Model: LX1001

Primary structure: 5 layers

Validity: 3 Years

Application:

It is used in the dust protection industry of construction, metal casting, stone ore, electronics, pharmacy, physical treatment and grinding, and has good protection effect on dust storm, haze and PM2.5.

Storage:

Normal atmospheric temp. < 40°C.

Maximum relative humidity under 80%

FFP2 WHITE LIST : CE, EUA

PACKING DETAILS

PKG	5Pcs/Bag,10Bags/Box,16Boxes/Ctn
N.W.	AR.8KG
G.W.	AR.9KG
SIZE	64*40*38CM



Warnings

Before use the masks first verify that it is suitable for the intended use. The wearer must be adequately trained prior to use and ensuring the masks are proper fit.

The mask is disposable and cannot be reused.

Using the masks with facial hair will cause leakage problem, if the facial hair not covered, unlikely to achieve seal.

Discard and replace the mask if it becomes damaged or higher breathing resistance.

Don't use the mask in explosive gas, heavily polluted environment, oxygen-deficient environment, fire environment and the underwater work.

Patients with heart disease or other disease should discard it after wearing uncomfortably.

Mask marked 'NR' cannot be used for > one shift.

This product doesn't supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this respirator when oxygen concentration is less than 19.5%.

Do not use in explosive atmospheres.

It's strictly prohibited to use if the package is damaged.

Due to personal differences, glasses may be foggy, so please pay more attention when driving.

As this product is a disposable mask product, it cannot be reused by cleaning.

Keep out of reach of children.

Please pay attention to avoid high temperature and humidity during storage, and keep in a clean place.



Produktinformationen

Die Hashimoto LX1001 Masken erfüllen die EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR und tragen das CE-Zeichen gem. der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Notifizierte Stelle für die EU Baumusterprüfung sowie die laufende Produktüberwachung:

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (NB 2163)
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu
Ümraniye-Istanbul, Türkei

Die Produkte sind in einer nach DIN ISO 13485 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter:
<https://www.hynautgroup.cn/wp-content/uploads/2020/08/eg-ikonform.pdf>

Klasse FFP2 NR:
Die FFP2 partikelfiltrierende Halbmaske ist zum Schutz der Atemwege gegen gesundheitsschädlichen Staub, Rauch und Aerosolen.
Einsatzgebiet: Schleifen, Schneiden und Bohren in Rost, Putz, Beton- und Maurerarbeiten, Dämmstoffe, Hartholzstaub, Quarzstaub, Bleistaub, Schweiß- und Ölrauch, Pilze. Die Maske ist nicht wiederverwendbar (NR).

Gebrauchsanweisung

- Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung unterwiesen werden.
- FFP Masken schützen nicht gegen Gase und Dämpfe.
- Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mindestens 19,5 Vol.% betragen.
- Der Atemschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn Konzentration, Art und Eigenschaft der Schadstoffe nicht bekannt sind.
- Die Maske ist sofort zu wechseln, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Nach dem Ende einer Arbeitsschicht ist die Maske grundsätzlich zu wechseln.
- Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen.

1. Entfalten Sie die Maske. Der Nasenbügel sollte nach oben zeigen
2. Legen Sie die Ohrschlaufen um die Ohren, stellen Sie sicher, dass ihr Gesicht von der Nase bis zum Kinn von der Maske bedeckt wird
3. Passen Sie den Nasenbügel durch biegen an Ihre Nase an und stellen Sie sicher, dass die Maske von der Nase bis zum Kinn dicht anliegt.
4. Platzieren Sie beide Hände an den Rand des Atemgeräts und atmen kräftig aus. Fühlen Sie ausweichende Luft, so justieren Sie die Metallverstärkung oder die Ohrschlaufen erneut, bis die Maske zufriedenstellend sitzt.

Hersteller: Haishi hainuo lexiang medical technology (Qingdao) Co.,Ltd
Adresse: 2# Workshop No. 8 Haishi Hainuo New Industrial Area, Jiangshan Town, Industrial Park, Laixi, Qingdao, China
Telefon: 0086 532-85022455
Herstellungsdatum: Siehe Bodenprägung
Halbbarkeitsdauer: 3 Jahre

STANDARD

HYNAUT HASHIMOTO

EN149:2001+A1:2009

OEM, ODM



Step 1:

Open the mask, with the bridge of the nose facing up.

Step 2:

Hang the face mask with its rope on the ears, and make sure your nose and chin are covered with it as well as the face.

Step 3:

Press the part of the face mask tightly which is close to the nose to make sure it is fully covered well.

Step 4:

Press the face mask on the face tightly, and make sure it is very close to the contour of your face.



HYNAUT

Excellent products of Hainuo create a healthy and beautiful life.

CONTACT

TEL: 0086 532 86999302

CEL: 0086 15065420708

MAIL: INFO@HYNAUT.CN

WEB: WWW.HAINUOCN.COM WWW.HYNAUTGROUP.CN

ADD: NO. 1, GUANGDONG RD, JIANGSHAN INDUSTRY
PARK, LAIXI, QINGDAO, CHINA